

Naudojimo instrukcijos

Quixx® extra

Natūraliai pašalina nosies užsikimšimą ir suteikia gaivumo pojūtį

Nosis yra kvėpavimo takų vartai, ji apsaugo mūsų plaučius. Sveika nosis filtruoja orą ir jį sudrėkina bei sušildo prieš patenkant į plaučius. Peršalus ar sergant gripu, kai nosis užsikemša arba prasideda sloga, šios nosies funkcijos sutrinka. Užsitęsęs nosies užsikimšimas ir nosies ertmėje susikaupęs per didelis gleivių kiekis padidina komplikacijų (pvz., sinusito, ausų uždegimo ar bronchito) išsivystymo riziką.

Quixx® yra natūrali priemonė, mažinanti nosies ir sinusų užsikimšimą.

Kas yra *Quixx® extra* ir kokia jo sudėtis?

Quixx® extra sudėtyje yra Atlanto vandenyno vandens su vertingais mineralais ir mikroelementais bei eukaliptų aliejaus.

Druskų koncentracija *Quixx® extra* sudėtyje (atitinkanti maždaug 2,6 proc. natrio chlorido) yra didesnė nei nosies gleivinėje (tai yra hipertoniškas tirpalas), todėl jis sukuria osmosinį slėgį, kuris padeda sumažinti užsikimšimą.

100 ml *Quixx® extra* preparato yra vandens iš Atlanto vandenyno, išgryninto vandens ir eukaliptų aliejaus (100 ml yra 0,015 ml).

Quixx® extra parduodamas 30 ml buteliukuose. Vieno buteliuko pakanka maždaug 220 įpurškimų. Buteliuko pompoje yra įmontuota antibakterinė sistema, kuri neleidžia mikrobams patekti į buteliuką visą laiką, kol jis naudojamas.

Kuo naudingas *Quixx® extra*?

- Sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu
- Stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą
- Suteikia stiprų gaivumo pojūtį

Kaip veikia *Quixx® extra*?

Quixx® extra mažina nosies užsikimšimą ir suteikia gaivumo pojūtį.

Preparate yra didesnė druskų koncentracija nei nosies gleivinėje, todėl *Quixx® extra* ištraukia skysčio perteklių, sumažina tinimą ir sumažina nosies bei sinusų užsikimšimą.

Quixx® extra palengvina peršalimo sukeltus nepatogumus, suskystina nosyje susikaupusias gleives, todėl tampa lengviau jas išpūsti.

Gaivus eukaliptų aliejus suteikia švarios

Be to *Quixx® extra* turi šių privalumų:

- preparato sudėtyje yra tik natūralios medžiagos,
- preparate nėra konservantų,
- jis nesukelia priklausomybės.

ir atviros nosies pojūtį, palengvina kvėpavimą.

Kas gali vartoti *Quixx[®] extra*?

Suaugusieji, paaugliai ir vyresni kaip 6 metų amžiaus vaikai.

Kaip vartoti *Quixx[®] extra*?

Kaip dažnai ir kokiomis dozėmis reikia vartoti *Quixx[®] extra*?

Suaugusieji ir paaugliai

1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 arba 3 kartus per dieną

Vyresni kaip 6 metų amžiaus vaikai

1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 arba 3 kartus per dieną

Prieš vartodami, supurtykite.

Kaip reikia vartoti *Quixx[®] extra*?

Nuimkite dangtelį. Paruoškite buteliuką naudoti, keletą kartų paspausdami purkštuką, kol pasirodys smulki dulksna (1 pav.). Purškalą jau galima naudoti.

Įkiškite purkštuko galą į šnervę ir paspauskite purkštuko pagrindą (2 pav.). Kiekvieną kartą panaudoję, purkštuką išvalykite ir užkimškite dangteliu.

Papurškimai yra dozuoti, purškiamoji medžiaga pasiskirsto tolygiai.



1 pav.



2 pav.

Kiek laiko reikia vartoti *Quixx[®] extra*?

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, kurie patars, kiek laiko reikia vartoti *Quixx[®] extra*.

Kada negalima vartoti *Quixx[®] extra*?

Jei esate jautrūs (alergiški) jūros vandeniui arba eukaliptų aliejui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartodami *Quixx[®] extra* nėštumo ir žindymo laikotarpiu, pasitarkite su gydytoju.

Specialios atsargumo priemonės vartojant *Quixx[®] extra*

Po chirurginių nosies operacijų ar sužeidimų *Quixx[®] extra* galima vartoti tik pasitarus su gydytoju.

Galimas šalutinis poveikis

Eukaliptų aliejus jautriems asmenims gali sukelti alerginių reakcijų (įskaitant dusulį).

Pradėjus vartoti, galimas nestiprus dilgčiojimas.

Kaip laikyti *Quixx[®] extra*?

- Laikykite kambario temperatūroje.
- Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Nevartokite *Quixx[®] extra*, jei pasibaigė tinkamumo naudoti laikas, kuris nurodytas ant dėžutės po [smėlio laikrodžio simboliu EN 980](#).

Nevartokite *Quixx[®] extra* ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pirmosios vartojimo dienos.

Quixx[®] extra parduodamas be recepto.

CE ženklas

Gamintojas:
PHARMASTER
ZI de Krafft
67150 Erstenas,
Prancūzija

Platintojas:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicke Weg 125
12489 Berlynas,
Vokietija

Paskutinį kartą peržiūrėta 2012 m. vasario mėn.